



**Mehrstärken-Kontaktlinzen.
Gut sehen – von nah bis fern!**



Mehrstärkenkontaktlinsen für einen entspannten Alltag.

Mit zunehmendem Alter bemerken viele Menschen, dass ihnen das Lesen in der Nähe schwerer fällt. Diese Veränderung, die als Alterssichtigkeit oder Presbyopie bezeichnet wird, tritt in der Regel ab dem 40. Lebensjahr auf. Kontaktlinsen stellen eine praktische Lösung dar, um auch im Alter scharf sehen zu können.

Es stehen verschiedene Arten von Kontaktlinsen zur Verfügung. Multifokallinsen sind sehr beliebt, da sie mehrere Sehbereiche in einer Kontaktlinse vereinen. Diese Kontaktlinsen ermöglichen gutes Sehen in allen Distanzen, ohne dass eine zusätzliche Lesebrille benötigt wird. Eine weitere Möglichkeit sind bifokale Kontaktlinsen, die ähnlich wie Bifokalbrillen funktionieren und getrennte Bereiche für Nah- und Fernsicht bieten.

Mehrstärkenkontaktlinsen sind ideal für Menschen, die eine flexible und komfortable Alternative zur Lesebrille suchen. Sie bieten die Freiheit, den Alltag zu genießen, ohne ständig die Brille wechseln zu müssen.

Kennen Sie diese Situation?

Irgendwie fällt plötzlich das Zeitunglesen schwer, Kleingedrucktes ist nur mit Mühe zu entziffern, die Speisekarte abends im Restaurant muss relativ weit weg gehalten werden, um etwas lesen zu können. Das Handydisplay ist, wenn überhaupt, nur noch bei voller Displayhelligkeit sinnvoll zu gebrauchen, Schreibtischarbeit ist anstrengend und die Augen ermüden sehr schnell. Diese Liste ließe sich nahezu endlos fortsetzen.

Ein natürlicher Vorgang macht sich bemerkbar. Die Augenlinse verliert an Elastizität und somit die Fähigkeit, sich auf nahe Distanzen einzustellen. Anfang/Mitte Vierzig wird dann in aller Regel eine Nahbrille nötig, um wieder mühelos in der Nähe scharf zu sehen.



Gibt es eine Alternative zur Brille?

Innovative Technologien ermöglichen funktionssichere Mehrstärkenkontaktlinsen. Sehen in der Ferne und Nähe wird dadurch wieder bequem und gut. Und das Beste – niemand sieht es. Das kann man sich erst einmal kaum vorstellen.



Eine Kontaktlinse für alle Entfernungen – wie geht das?

Es gibt verschiedene Systeme von Mehrstärkenkontaktlinen. Diese unterscheiden sich sowohl im Aufbau als auch in der Funktionsweise.

Ihre persönlichen Sehbedürfnisse, die Art der Fehlsichtigkeit und die Form Ihres Auges sind maßgeblich entscheidend für die Wahl des jeweiligen Systems.

- ✓ Möchten Sie Mehrstärkenkontaktlinen nur gelegentlich bei bestimmten Gelegenheiten tragen?
- ✓ Sollen die Kontaktlinen Ihr täglicher Begleiter sein?
- ✓ Tragen Sie bereits Kontaktlinen?
- ✓ Ist formstabil oder weich für Sie die bessere Variante?
- ✓ Benötigen Sie eine Astigmatismuskorrektur?

Fragen über Fragen. Doch keine Sorge.

In einem persönlichen Beratungsgespräch wird fachkundig und gemeinsam mit Ihnen das für Sie geeignete System ausgewählt.

Worin unterscheiden sich die verschiedenen Systeme grundlegend?

Alternierende Systeme

Mehrstärkenkontaktlinen, die nach diesem System funktionieren, sind in zwei Segmente aufgeteilt: Fern- und Nahteil. Beim Blick in die Ferne wirkt das Fernteil, beim Blick in die Nähe das Nahteil. Dies führt zu einer optimalen Fern- und Nahkorrektur bei maximalem Kontrast.

Simultane Systeme

Bei simultanen Mehrstärkenkontaktlinen werden mehrere optische Wirkungen gleichzeitig auf der Netzhaut abgebildet. Dadurch entstehen zeitgleich sich überlagernde, scharfe und unscharfe Bilder, die im Gehirn zu einem Gesamteindruck verschmelzen. Dies hat eine Veränderung der gewohnten Sehqualität zur Folge, aber ermöglicht nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gutes Sehen in allen Entfernungen.

Auch Kombinationen aus einem alternierenden und einem simultanen System sind möglich.

Mehrstärken-Kontaktlinen nach Maß

Jede Kontaktlinse wird nach Maß für Ihre Augen angepasst und hergestellt.

Und das garantiert perfekten Sitz und gutes Sehen in allen Entfernungen.

Vorteilhaft ist die Eingewöhnung in der alltäglichen Umgebung über einen gewissen Zeitraum.

Erleben Sie was es bedeutet:

Kontaktlinen für Nah und Fern

Wir beraten Sie gerne!

Ihr Kontaktlinsenspezialist

Kontaktdaten



Immer an unserer Seite.
Unser Partner für Kontaktlinsenmaterialien.

**HECHT ist Entwickler und Hersteller maßgefertigter Kontaktlinsen.
Die gesamte Expertise und Kompetenz befindet sich unter einem
Dach. Persönliche Kontaktlinsen – made in Germany.**

0360-2025-05-V1_2020693

HECHT Contactlinsen GmbH
Dorfstraße 2-4
79280 Au bei Freiburg
www.hecht-contactlinsen.de



 **HECHT**
Sichtbar besser