

# concare<sup>®</sup> all-in-one Pfleagemittel

Ab 01.04.2026 auf dem Markt

## Was hat sich geändert?

### Bisheriges Produkt

- Aufbewahrungslösung  
Nur zum Aufbewahren der Kontaktlinsen
- Reiniger (separat)  
Manuell, abrasiv, für Proteinentfernung
- Kombistarter-Set verfügbar

### NEU (ab April 2026)

- concare<sup>®</sup> all-in-one-Lösung (neu)  
Aufbewahren + Desinfizieren + Reinigen (Tensid)
- Abrasiver Reiniger (weiterhin empfohlen)  
Für formstabile Kontaktlinsen:  
**Manuelle Proteinentfernung bleibt wichtig**

## Was das concare<sup>®</sup> all-in-one leistet:

- Desinfektion der Kontaktlinse
- Chemische Reinigung durch Tensid (löst Fette, leichte Ablagerungen)
- Sichere Aufbewahrung über Nacht

## Was der abrasive Reiniger

### concare<sup>®</sup> intensive clean RGP leistet:

- Mechanische Entfernung von Proteinen aus dem Tränenfilm
- Intensive Reinigung der Kontaktlinsenoberfläche
- Schutz der Kontaktlinsenlebensdauer bei formstabilen Kontaktlinsen